



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, NS 24/29, 300 ml

**192,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### Erlenmeyerkolben mit Normschliff

In Ergänzung zur Norm.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens; mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0491
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2491
EAN	4058072302337
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	300 ml
steril	Nein
Höhe	155 mm
Kolben Eigenschaften	graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
Normschliff	24/29
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff

