



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, NS 29/32, 100 ml

**117,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### Erlenmeyerkolben mit Normschliff

Nach DIN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens; mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0496
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2496
EAN	4058072302382
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
steril	Nein
Höhe	105 mm
Kolben Eigenschaften	graduirt
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
Normschliff	29/32
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

