



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, NS 29/32, 1.000 ml

299,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Erlenmeyerkolben mit Normschliff

Nach DIN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens; mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0502
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2502
EAN	4058072302443
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Höhe	220 mm
Kolben Eigenschaften	graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
Normschliff	29/32
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

