





neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Erlenmeyerkolben mit Schikane, 300 ml, 2 St./Pack

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Für starke Turbulenzen beim Rühren, mit Bördelrand.  
DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SE-0983
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	E-1089
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Borosilikatglas
Volumen	300 ml
Höhe	160 mm
Kolben Eigenschaften	mit Schikane graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
DM Hals	34 mm
DM Kolben	87 mm
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben Kulturkolben
Typ Rand	Bördelrand

