



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril 2800mL Case

149,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom: Sterile Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Kapazität (angloamerikanisch): 95 oz. Kapazität (metrisch): 2800 ml Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Form: Erlenmeyer Oberflächenbeschichtung: Keine Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Einwegprodukt: Ja Graduated: Ja Mouth Style: Eng Bodenform: Glatt Verschlusstyp: Fest, nicht belüftet Verschlussgröße: 70 mm Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1440
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108741126
EAN	4058072980085
Bruttogewicht	1.89
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2800 ml
Ursprungsland	USA
steril	Ja
Verpackungsvolumen	0.03500000 ccm
Zolltarifnummer	39233090

