



Nalgene Polypropylen-Vakuumkolben 1000 ml Each 8

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben Ersetzen Sie Glaskolben mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben, die aus einem Stück für die Verwendung mit vollem Vakuum und mit abgewinkelter Schlauchanschluss, um ein Umkippen zu vermeiden, geformt sind. Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Saugflasche, Polypropylen, 1000 ml Kapazität (metrisch): 1000 ml Material: Polypropylen (PP) Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Ja Verschlussgröße: Stopfen Nr. 8 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2160
Hersteller (Marke)	Nalgene
EAN	4066292483668
Bruttogewicht	0.33
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	USA
Volumen	1000 ml
Verpackungsvolumen	0.00700000 ccm
Zolltarifnummer	39233010

