



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Jodzahl-Kolben mit Normschliff, mit Kragen, 100 ml, mit Griffstopfen

66,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Jodzahl-Kolben mit Normschliff, mit Kragen.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens und Griffstopfen NS 29/32.

Mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0529
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2529
EAN	4058072302719
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN
Volumen	100 ml
steril	Nein
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff graduirt
DM Kolben	64 mm
Farbe Graduierung	weiß
Normschliff	29/32
Typ Kolben	Jodzahl-Kolben
Typ Rand	Normschliff

