



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Jodzahl-Kolben mit Normschliff, mit Kragen, 250 ml, mit Griffstopfen

**71,67 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Jodzahl-Kolben** mit Normschliff, mit Kragen.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens und Griffstopfen NS 29/32.

Mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0530
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2530
EAN	4058072302726
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN
Volumen	250 ml
steril	Nein
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff graduirt
Farbe Graduierung	weiß
Normschliff	29/32
DM Kolben	85 mm
Typ Kolben	Jodzahl-Kolben
Typ Rand	Normschliff

