



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Jodzahl-Kolben mit Normschliff, ohne Kragen, 100 ml, mit Sechskant-Hohlstopfen

**168,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Jodzahl-Kolben** mit Normschliff, ohne Kragen.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens und Sechskant-Hohlstopfen NS 29/32.

Mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr.                 | LZ-0524   |
| Hersteller (Marke)       | Lenz  |
| alte neoLab ArtikelNr.   | B-2524  |
| EAN                      | 4058072302665                                   |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur                                  |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja  |
| Farbe                    | transparent (klar)                              |
| Material                 | Borosilikatglas DURAN                           |
| Volumen                  | 100 ml  |
| steril                   | Nein  |
| Höhe                     | 120 mm  |
| Typ Verschluss/ Deckel   | NS-Deckelstopfen                                |
| Kolben Eigenschaften     | mit Verschluss/Deckel mit Normschliff graduiert |
| Farbe Graduierung        | weiß  |
| Normschliff              | 29/32   |
| DM Kolben                | 64 mm   |
| Typ Kolben               | Jodzahl-Kolben                                  |
| Typ Rand                 | Normschliff                                     |

