



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Jodzahl-Kolben mit Normschliff, ohne Kragen, 250 ml, mit Sechskant-Hohlstopfen

**190,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Jodzahl-Kolben** mit Normschliff, ohne Kragen.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens und Sechskant-Hohlstopfen NS 29/32.

Mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0525
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2525
EAN	4058072302672
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN
Volumen	250 ml
steril	Nein
Höhe	160 mm
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Deckelstopfen
Kolben Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff graduiert
DM Kolben	85 mm
Farbe Graduierung	weiß
Normschliff	29/32
Typ Kolben	Jodzahl-Kolben
Typ Rand	Normschliff

