











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## Lenz Jodzahl-Kolben mit Normschliff, ohne Kragen, 500 ml, mit Sechskant-Hohlstopfen

226,80 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Jodzahl-Kolben mit Normschliff, ohne Kragen.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens und Sechskant-Hohlstopfen NS 29/32. Mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0527
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2527
EAN	4058072302696
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN
Volumen	500 ml
steril	Nein
Höhe	195 mm
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Deckelstopfen
Kolben Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Normschliff	29/32
DM Kolben	105 mm
Typ Kolben	Jodzahl-Kolben
Tup Dand	Normschliff
Typ Rand	Nonnoniiii

