



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Jodzahl-Kolben mit Normschliff, ohne Kragen, 1.000 ml, mit Sechskant-Hohlstopfen

357,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Jodzahl-Kolben mit Normschliff, ohne Kragen.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens und Sechskant-Hohlstopfen NS 29/32.

Mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0528
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2528
EAN	4058072302702
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Höhe	235 mm
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Deckelstopfen
Kolben Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff graduiert
DM Kolben	131 mm
Farbe Graduierung	weiß
Normschliff	29/32
Typ Kolben	Jodzahl-Kolben
Typ Rand	Normschliff

