



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Messkolben Kl. A Blau, m. NS-PP-Stopfen, 1000 ml, 2 Stck./Pack

54,40 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

BLAUBRAND[®], konformitätsbescheinigt.

DURAN[®] DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In". Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe.

Alle BLAUBRAND[®] Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert.

Mit Ausnahme der Weithalsausführung sind die Messkolben auch mit USP-Einzel- und Chargenzertifikat lieferbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1116
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	4-4069
EAN	4058072205171
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Form	rund
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Kolben Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Verschluss/Deckel mit Ringmarke mit Normschliff
Klasse	A
Normschliff	24/29
Farbe Beschriftung	blau
Farbe Ringmarke	blau
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Kolben	Messkolben
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
normiert nach ISO-Norm	ISO 1042

