



Marienfeld Messkolben 25 ml

Artikelbilder

Beschreibung

mit Normschliff NS 10/19 und Polystopfen, Klasse A, blau graduiert, gem. DIN EN ISO 1042, aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas, mit 1 Ringmarke, in Kartons zu 10 Stück verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0460
Hersteller (Marke)	Marienfeld
EAN	4058072977559
Hersteller EAN	4250317305725
Farbe	Glasklar
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	25 ml
Zolltarifnummer	70172000
Klasse	A
Normschliff	10/19
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 1042

