



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Marienfeld Messkolben 25 ml

73,50 € Ab

67,20 €

zzgl. MwSt &

Versand

Product Images

Beschreibung

mit Normschliff NS 10/19 und Polystopfen, Klasse A, blau graduiert, gem. DIN EN ISO 1042, aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas, mit 1 Ringmarke, in Kartons zu 10 Stück verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0460
Hersteller (Marke)	Marienfeld
EAN	4058072977559
Hersteller EAN	4250317305725
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Glasklar
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	25 ml
Zolltarifnummer	70172000
Klasse	A
Normschliff	10/19
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 1042

