



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hirschmann® Messkolben Duran-Glas, PE- Stopfen, NS 12/21, 50 ml, 2 Stck./Pack

**41,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Meßkolben mit NS-Kunststoffstopfen  
Klasse A, Duran-Glas  
2 Stück je Pack

DIN 12 664

## Zusätzliche Informationen

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Art.-Nr.                    | NH-0366  |
| Hersteller (Marke)          | Hirschmann   |
| alte neoLab ArtikelNr.      | E-1568   |
| EAN                         | 4058072336356  |
| Transporttemperatur         | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C    | Ja   |
| Material                    | Borosilikatglas  |
| Volumen                     | 50 ml  |
| Form                        | rund   |
| Typ Verschluss/ Deckel      | NS-Stopfen   |
| Kolben Eigenschaften        | mit Zertifizierung mit Verschluss/Deckel mit Ringmarke mit Normschliff |
| Klasse                      | A  |
| Normschliff                 | 12/21  |
| Farbe Beschriftung          | blau   |
| Farbe Ringmarke             | blau   |
| Material Verschluss/ Deckel | Low-density-Polyethylen (LDPE)   |
| Typ Kolben                  | Messkolben   |
| Typ Zertifikat              | Chargenzertifikat vom Hersteller                                       |
| normiert nach ISO-Norm      | ISO 1042   |

