



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hirschmann® Messkolben Duran-Glas, PE- Stopfen, NS 14/23, 100 ml, 2 Stck./Pack

**46,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Meßkolben mit NS-Kunststoffstopfen  
Klasse A, Duran-Glas  
2 Stück je Pack

DIN 12 664

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	NH-0371
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	E-1569
EAN	4058072336363
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	rund
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Kolben Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Verschluss/Deckel mit Ringmarke mit Normschliff
Klasse	A
Normschliff	14/23
Farbe Beschriftung	blau
Farbe Ringmarke	blau
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
Typ Kolben	Messkolben
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
normiert nach ISO-Norm	ISO 1042

