



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Messkolben Duran-Glas, PE- Stopfen, NS 14/23, 250 ml, 2 Stck./Pack

54,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Meßkolben mit NS-Kunststoffstopfen
Klasse A, Duran-Glas
2 Stück je Pack

DIN 12 664

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-0374
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	E-1570
EAN	4058072336387
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	rund
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Kolben Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Verschluss/Deckel mit Ringmarke mit Normschliff
Farbe Beschriftung	blau
Farbe Ringmarke	blau
Klasse	A
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
Normschliff	14/23
Typ Kolben	Messkolben
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
normiert nach ISO-Norm	ISO 1042

