



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Messkolben trapezförmig 2 ml, NS- Stopfen aus PE 7/16, 2 St./Pack

33,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Justiert auf IN. Klasse A. Mit Konfirmitätsbescheinigung. Mit Norm-Schliff (NS 7/16) und Polystopfen. Ringmarke in brauner Farbe. Mit breitem, flachem Boden für optimale Standfestigkeit, DIN EN ISO 1042. DE-M Kennzeichnung. Aus Borosilikatglas 3.3

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1690
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072066550
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Borosilikatglas
Volumen	2 ml
Form	trapezförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Kolben Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Verschluss/Deckel mit Ringmarke mit Normschliff
Klasse	A
Normschliff	7/16
Farbe Beschriftung	braun
Farbe Ringmarke	braun
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Kolben	Messkolben
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
normiert nach ISO-Norm	ISO 1042

