



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Brand Messzylinder 250 ml DURAN-Glas, hohe Form, Kl. B, Silber-Eterna braun, 2 St./Pack**

**43,90 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

SILBERBRAND ETERNA, DURAN<sup>®</sup>. DIN EN ISO 4788.

Justiert auf "In". Mit Ausguss und Sechskantfuß. Strichteilung. Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-0914
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	4-4055
EAN	4058072203382
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	hohe Form
Höhe	335 mm
Farbe Graduierung	braun
Klasse	B
Teilung	2 ml
DM Hals	39 mm
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4788:2005-08

