



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Messzylinder 500 ml DURAN-Glas, hohe Form, Kl. B, Silber-Eterna braun, 2 St./Pack

**72,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

SILBERBRAND ETERNA, DURAN[®]. DIN EN ISO 4788.

Justiert auf "In". Mit Ausguss und Sechskantfuß. Strichteilung. Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0915
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	4-4056
EAN	4058072203399
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Form	hohe Form
Höhe	365 mm
Farbe Graduierung	braun
Klasse	B
Teilung	5 ml
DM Hals	53 mm
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4788:2005-08

