



Heidolph Auffangkolben 250 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Mit S 35/20

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1534
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072777050
Bruttogewicht	0.12
Nettogewicht	0.12000 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Volumen	250 ml
Verpackungsbreite	0.27000 m
Verpackungshöhe	0.19000 m
Verpackungstiefe	0.45000 m
Verpackungsvolumen	0.02300000 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Anzahl Seitenhalse	1

