



Heidolph Auffangkolben 3.000 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Mit S 35/20

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1547
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072777142
Bruttogewicht	0.7
Nettogewicht	0.70000 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Volumen	3000 ml
Verpackungsbreite	0.26000 m
Verpackungshöhe	0.27000 m
Verpackungstiefe	0.40000 m
Verpackungsvolumen	0.02800000 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Anzahl Seitenhalse	1

