



## KNF Auffangkoben (beschichtet) 2000 ml

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

#### Auffangkolben

Aus Borosilikatglas, beschichtet.

In verschiedenen Volumen für Rotationsverdampfer RC 900 (Best.-Nr. 7-0520)

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KF-0044
Hersteller (Marke)	KNF
alte neoLab ArtikelNr.	7-0528
EAN	4058072261870
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	2000 ml
Anzahl Seitenhalse	1
Typ Kolben	Auffangkolben

