Deutschland



KNF Auffangkolben (beschichtet) 1000 ml

Artikelbilder

neoLab

Beschreibung

Auffangkolben

Aus Borosilikatglas, beschichtet.

Im 1000 ml Volumen für Rotationsverdampfer RC 900 (Best.-Nr. 7-0520)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KF-0045
Hersteller (Marke)	KNF
alte neoLab ArtikelNr.	7-0527
EAN	4058072261887
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	1000 ml
Anzahl Seitenhälse	1
Typ Kolben	Auffangkolben

