



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KNF Auffangkolben (beschichtet) 1000 ml

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Auffangkolben

Aus Borosilikatglas, beschichtet.

Im 1000 ml Volumen für Rotationsverdampfer RC 900 (Best.-Nr. 7-0520)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0045
Hersteller (Marke)	KNF
alte neoLab ArtikelNr.	7-0527
EAN	4058072261887
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas
Typ Kolben	Auffangkolben

