



KNF Auffangkolben (beschichtet) 250 ml

Artikelbilder

Beschreibung

Auffangkolben

Aus Borosilikatglas, beschichtet.

Im 250 ml Volumen für Rotationsverdampfer RC 900 (Best.-Nr. 7-0520)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0110
Hersteller (Marke)	KNF
alte neoLab ArtikelNr.	7-0525
EAN	4058072261931
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	250 ml
Anzahl Seitenhalse	1
Typ Kolben	Auffangkolben

