



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KNF Auffangkolben (beschichtet) 250 ml

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images

# Beschreibung

---

## Auffangkolben

Aus Borosilikatglas, beschichtet.

Im 250 ml Volumen für Rotationsverdampfer RC 900 (Best.-Nr. 7-0520)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KF-0110
Hersteller (Marke)	KNF
alte neoLab ArtikelNr.	7-0525
EAN	4058072261931
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas
Typ Kolben	Auffangkolben

