



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Auffangkolben mit KS-Schale S 35, 250 ml

48,56 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Speziell für Rotationsverdampfer, mit Kugelschliff-Schale S 35, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0575
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2575
EAN	4058072303150
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	85 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	250 ml
Form	kugelförmig
Kolben Eigenschaften	mit Schliff
Kugelschliff Schale	S35
Typ Glasgefäß	Auffangkolben für Rotationsverdampfer
Typ Schliff	Kugelschliff

