




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Auffangkolben mit KS-Schale S 35, 500 ml

52,53 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Speziell für Rotationsverdampfer, mit Kugelschliff-Schale S 35, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0576
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2576
EAN	4058072303167
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	105 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	500 ml
Form	kugelförmig
Kolben Eigenschaften	mit Schliff
Kugelschliff Schale	S35
Typ Glasgefäß	Auffangkolben für Rotationsverdampfer
Typ Schliff	Kugelschliff

