




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Auffangkolben mit KS-Schale S 35, 2.000 ml

**91,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Speziell für Rotationsverdampfer, mit Kugelschliff-Schale S 35, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0578
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2578
EAN	4058072303181
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	166 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	2000 ml
Form	kugelförmig
Kolben Eigenschaften	mit Schliff
Kugelschliff Schale	S35
Typ Glasgefäß	Auffangkolben für Rotationsverdampfer
Typ Schliff	Kugelschliff

