



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase parallel, 3.000 ml, MH NS 29/32, SH NS 14/23

201,43 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Drehals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0639
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2639
EAN	4058072303792
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	185 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Drehals-Rundkolben

