



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase parallel, 4.000 ml, MH NS 29/32, SH NS 14/23

**227,85 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Drehals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0640
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2640
EAN	4058072303808
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	4000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	207 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Drehals-Rundkolben

