











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhälse parallel, 1.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32

91,72 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Dreihals-Rundkolben, Seitenhälse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0657
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2657
EAN	4058072303976
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhälse	3
Ausrichtung Seitenhälse	Parallel
DM Kolben	131 mm
Normschliff Kolben	45/40
Normschliff für Seitenhälse	29/32
Typ Kolben	Dreihals-Rundkolben

