



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase parallel, 2.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32

140,28 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Drehals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0658
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2658
EAN	4058072303983
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	166 mm
Normschliff Kolben	45/40
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Drehals-Rundkolben

