



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhuse parallel,  
3.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32**

**236,88 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---

## Beschreibung

---

Drehals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0659
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2659
EAN	4058072303990
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	185 mm
Normschliff Kolben	45/40
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Drehals-Rundkolben

