



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhuse parallel,
6.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32**

**353,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Drehhals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0662
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2662
EAN	4058072304027
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	6000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	236 mm
Normschliff Kolben	45/40
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Drehhals-Rundkolben

