



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase schrag, 500 ml, MH NS 24/29, SH NS 19/26

**64,29 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei schrägen (Winkel: 20°) Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0674
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2674
EAN	4058072304140
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 20°
DM Kolben	105 mm
Normschliff Kolben	24/29
Normschliff für Seitenhalse	19/26
Typ Kolben	Dreihals-Rundkolben

