



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase schrag,
1.000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32**

**87,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei schrägen (Winkel: 20°) Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0693
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2693
EAN	4058072304331
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 20°
DM Kolben	131 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Dreihals-Rundkolben

