



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase schrag, 4.000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32

254,77 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei schrägen (Winkel: 20°) Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0696
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2696
EAN	4058072304362
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	4000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 20°
DM Kolben	207 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Dreihals-Rundkolben

