



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Dreihals-Rundkolben, Seitenhase schrag, 6.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32

325,66 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Reaktionskolben nach DIN 12392 bzw. 12394 und in Ergänzung zur DIN, mit zwei schrägen (Winkel: 20°) Seitenhälsen, mit Normschliff und mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0705 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2705 |
| EAN | 4058072304454 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 6000 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Seitenhälsen mit Normschliff |
| Anzahl Seitenhalse | 3 |
| Ausrichtung Seitenhalse | Schräg 20° |
| DM Kolben | 236 mm |
| Normschliff Kolben | 45/40 |
| Normschliff für Seitenhalse | 29/32 |
| Typ Kolben | Dreihals-Rundkolben |

