



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff, Braunglas, NS 29/32, 100 ml

51,61 € Ab
39,70 €
**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Braunglas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0446
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2446
EAN	4058072301880
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	braun
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	64 mm
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Rundkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

