




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 14/23, 5 ml

11,15 € Ab

8,58 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0416
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2416
EAN	4058072301583
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	5 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	30 mm
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Rundkolben

