



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 14/23, 50 ml

13,34 € Ab
10,26 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0419
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2419
EAN	4058072301613
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	51 mm
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Rundkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

