



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 19/26, 25 ml

84,30 €

zzgl. MwSt & Versand



Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0422
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2422
EAN	4058072301644
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	25 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	41 mm
Normschliff Kolben	19/26
Typ Kolben	Rundkolben

