



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 24/29, 500 ml

267,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0430
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2430
EAN	4058072301729
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	105 mm
Normschliff Kolben	24/29
Typ Kolben	Rundkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

