




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 29/32, 4.000 ml

**183,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0440
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2440
EAN	4058072301828
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	4000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	207 mm
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Rundkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

