



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 29/32, 5.000 ml

225,63 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0441 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2441 |
| EAN | 4058072301835 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 5000 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Normschliff |
| DM Kolben | 223 mm |
| Normschliff Kolben | 29/32 |
| Typ Kolben | Rundkolben |

