



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben mit Normschliff NS 29/32, 20.000 ml

669,11 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rundkolben aus DURAN® Glas. Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld und Normschliff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0444
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2444
EAN	4058072301866
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	20000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	345 mm
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Rundkolben

