




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Pulverkolben mit Normschliff, NS 29/32, 2.000 ml

174,51 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pulverkolben mit Normschliff

Speziell für Rotationsverdampfer, zum Trocknen pulverförmiger Substanzen, mit zertifiziertem Normschliff. Mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0560
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2560
EAN	4058072303006
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	158 mm
Normschliff Hülse	29/32
Typ Kolben	Pulverkolben

